

Mio. o

Dinkel – Lavendel Kissen

Anwendung warm:

Sorgt warm für wohlige Entspannung und auch Schmerzen können damit gelindert werden.

In der Kombination mit Lavendel wirkt es zudem auch schlaffördernd.

Backofen 10-15min bei max. 150Grad.

Mikrowelle 1-2min bei 600 Watt

Wichtig:

Damit die Kissenfüllung nicht trocken wird, stelle eine Tasse Wasser mit in den Backofen / in die Mikrowelle.

Prüfe die Temperatur des Kissens immer bevor du es benutzt oder anderen Personen zur Verfügung stellst.

Anwendung kalt:

Kalt eignet es sich abschwellend gegen Prellungen oder an warmen Tagen als Abkühlung.

Mehrere Stunden in den Kühlschrank oder in die Gefriertruhe legen. Empfohlen wird, es zuerst in eine Plastiktüte zu packen.



www.mioohandmade.ch

mio.o-handmade@hotmail.com

Facebook: Mio.o Handmade